

Die **STELLA**[®]-Serie



Flüssiger
Stickstoff
“zum Mit-
nehmen”

Die **STELLA**[®]-Baureihe -
robuste vakuumsuperisolierte Dewars für Ihren Stickstoff-
flüssig-Einsatz.

STELLA®

Technische Daten							
	STELLA®				STELLA® D		
	65/180	85/205	100/285	185/270	250/450	300/750	400/500
Volumen (l)	0,6	1,16	2,23	7,25	22,1	53	62,8
Höhe außen (mm)	203	231	312	300	570	870	620
Höhe innen (mm)	180	206	285	270	450	750	500
Durchmesser außen (mm)	87	107	122	200	305	355	455
Durchmesser innen (mm)	65	85	100	185	250	300	400
Dicke des Deckels (mm)	-	-	-	-	55	55	55
Gewicht leer (kg)	0,52	0,86	1,23	2,12	12,5	25,3	30,0
Gewicht voll (kg)	0,92	1,66	2,83	6,92	27,0	65,3	72,2
Betriebsüberdruck, max. (bar)	0	0	0	0	0	0	0
Artikelnummer	0791308	0791309	79408223	0791311	0791081	0791085	0791087
Deckel	○	○	○	○	●	●	●
Handgriff, feststehend	-	-	-	-	●	●	●
Rollenuntersatz	-	-	-	-	-	○	○

● serienmäßig ○ optional - nicht verfügbar



STELLA® 400/500 und STELLA® 300/750



Kontakt

Cryotherm GmbH & Co. KG
 Euteneuen 4
 57548 Kirchen
 Fon: +49 (0) 2741 9585-0
 Fax: +49 (0) 2741 6900
 info@cryotherm.de



www.airliquide.de

78500309

Air Liquide ist weltweit führend bei technischen und medizinischen Gasen sowie damit verbundenen Serviceleistungen und in 72 Ländern vertreten. Gestützt auf ständig verbesserte **Technologien** kann der Konzern im Einklang mit seiner Verpflichtung zu **nachhaltiger Entwicklung** seinen Kunden **innovative Lösungen** anbieten, die bei der Herstellung zahlreicher Produkte des täglichen Bedarfs und zum Schutz des menschlichen Lebens eingesetzt werden. Air Liquide wurde 1902 gegründet und beschäftigt heute nahezu 40.000 Mitarbeiter.