

# BIOSAFE<sup>®</sup> 120 - 220 - 420

## Willkommen im Cryo-Innenleben



### Das neue BIOSAFE<sup>®</sup> IVF-Einordnungssystem

Für die sichere und eindeutige Zuordnung von Proben. Passend für die Reproduktions-Medizin bieten wir praktische IVF-Racksysteme an, die ein sicheres und gezieltes Probenhandling mit Straws und Cryoampullen ermöglichen.

**60** Excellence  
YEARS in Engineering  
1964 - 2024

### Einfach clever durchdacht



- ▶ Individuell einsetzbar bzw. nachrüstbar für alle BIOSAFE<sup>®</sup> Weithalsbehälter
- ▶ Sicheres, stabiles & stapelbares Lagersystem auf zwei Ebenen
- ▶ Leichtgängiger, großer Schwenkgriff
  - ideal zu händeln mit Cryo-Schutzhandschuhen
  - mit gut sichtbarer, farblicher Nummerierung
  - mit freier Markierungsfläche für individuelle Identifizierung, z.B. Barcodes auf cryobeständigen Aufklebern
- ▶ Ergonomisch ausgefeilt!
  - Die Arbeitshöhe auf zwei Ebenen erlaubt eine gute Sichtbarkeit und Zugänglichkeit zu den Proben
- ▶ Praktische Entnahmehilfe für SUC-1-Kanister erlaubt eine sichere Entnahme von einzelnen oder mehreren Proben



# BIOSAFE® 120 - 220 - 420

Unser BIOSAFE® IVF-Probenlagersystem Formidable eignet sich für die direkte Integration Ihrer Proben in Flachkassetten oder fixiert auf Ampullenhaltern etc.. Die Proben werden sicher entweder direkt in 8x8 Dividern oder mit vier SUC-1-Kanistern unterteilt, die eine weitere Aufteilung 3x3 ermöglichen.

## Technische Daten



Fakten zur Einlagerung		120	220	420
Anzahl der IVF-Formidable-Systeme	[Stk]	8	20	38
Abmessung IVF-Formidable-Systeme (LxWxH)	[mm]	137 x 137 x 312		
in Dividern 8x8				
Flachkassetten, bis zu 285 mm Länge		1.536	3.840	7.296
Ampullenhalter bis zu 290 mm Länge		512	1.280	2.432
im SUC-1-Kanister, unterteilt 3x3				
Abmessung SUC-1-Kanister (LxBxH)	[mm]	64 x 64 x 280		
Anzahl der SUC-1-Kanister untere / obere Ebene		5/3	48/32	88/64
Flachkassetten, bis zu 285 mm Länge		864	2.160	4.104
Ampullenhalter bis zu 290 mm Länge		288	720	1.368



Sicher, stabil, stapelbar

## Artikelnummer



### BIOSAFE® 120 - 220 - 420 IVF Formidable Set

78225105	8 Racks inkl. Divider (8x8) für BIOSAFE® 120
78225029	8 Racks inkl. 32 SUC-1 Kanister mit Divider (3x3) für BIOSAFE® 120
78225016	20 Racks inkl. Divider (8x8) für BIOSAFE® 220
78224999	20 Racks inkl. 80 SUC-1 Kanister mit Divider (3x3) für BIOSAFE® 220
78225106	38 Racks inkl. Divider (8x8) für BIOSAFE® 420
78225012	38 Racks inkl. 152 SUC-1-Kanister mit Divider (3x3) für BIOSAFE® 420

### Artikelnummer wesentliche Ersatzteile

78224985	BIOSAFE® IVF-Lagersystem Formidable
78225178	BIOSAFE® IVF-Lagersystem Formidable mit Divider 8x8
78225013	SUC-1-Kanister mit Divider (3x3)



## Cryotherm GmbH & Co. KG

Euteneuen 4  
57548 Kirchen/Sieg, Germany  
Tel: +49 27 41 / 95 85-0  
E-mail: info@cryotherm.de



## Cryotherm Inc.

5126 South Royal Atlanta Drive  
Tucker, GA 30084, USA  
Telephone: +1 770-274-2410  
E-mail: info@cryotherm.com



Version 2093