

BIOSAFE[®] MARATHON

Für den sicheren, trockenen Versand Deiner Proben.



Datenlogger
für Temperatur-
aufzeichnungen.
Mit GPS auf Anfrage.

nach
CE MED 93/42
Klasse IIa
zertifiziert

Alle Vorteile im Überblick



Der sichere Aluminium-Trockenversandbehälter für Deine biologisch-medizinischen Proben.

- ▶ für bis zu 500 Proben à 2 ml Ampullen
- ▶ für bis zu 6 Beutel à 500 ml
- ▶ Stickstoff flüssig kann nicht auslaufen
- ▶ Tiefe Temperaturen bis -190 C°
- ▶ Optional: Dichter, geschlossener Innenbehälter nach UN3373 verfügbar (mit Auslaufschutz)

Lagerkapazitäten



BIOSAFE [®] MARATHON		10	25
Dry-Shipper			
Gesamtvolumen	[l]	10,0	25,0
Anzahl der Racks	[Stück]	1	1
Abmessungen des Racks (HxBxT)	[mm]	297x133x142	
2 ml Kryoampullen	[bis zu]	250	500
Beutel, Größe: 280x120x150 mm	[bis zu]	-	8

Weitere Behältergrößen und Zubehör auf Anfrage.

Passendes Zubehör



Rollenuntersatz für MARATHON 25
Art.-Nr: 78224116



Robuste, leichte Schutzverpackung MARATHON 25
Art.-Nr: 78217502
Höhe: 810 mm
Breite: 520 mm
Tiefe: 520 mm



Blaue Schutzkappe
Art.-Nr: 78217562

Stopfen mit Konvektionssperre
Art.-Nr: 78223718

beides im Lieferumfang enthalten.

55 Excellence
YEARS in Engineering
1964 - 2019

Hybrid-Rack für Blutbeutel/ Ampullen
Art.-Nr: 78223756



Beutel benötigen Schutzkassetten. Kapazitätsabweichungen sind je nach Hersteller möglich.

Technische Daten



BIOSAFE® MARATHON

10

25

Dry-Shipper

Absorbierte Stickstoffmenge	[l]	6	9,5
Halsdurchmesser	[mm]	125	210
Höhe Probenraum	[mm]	250	305
Gesamthöhe, ohne Datenlogger	[mm]	620	705
Gewicht, leer, ohne Racks	[kg]	10,0	15,0
Gewicht, voll, ohne Racks	[kg]	15,0	22,0
Durchmesser, außen	[mm]	300	394
Statische Haltezeit	[Tage]*	>10	14

*) Die tägliche Verdampfung und die statische Haltezeit wurden bei 20 Grad Celsius, 1013 Hektopascal, bei ruhig stehendem Behälter, verschlossenem Deckel und ohne Zubehör ermittelt. Dies sind Nominalwerte, die sich je nach Einsatz und Alter des Behälters verändern können.

Der BIOSAFE® MARATHON 25 ist **abschließbar und plombierbar***.



*) nicht im Lieferumfang

Artikelnummern



Zu Deinem BIOSAFE® MARATHON liefern wir versch. Ausstattungsvarianten & umfangreiches Zubehör.

BIOSAFE® MARATHON

<input checked="" type="checkbox"/> Artikelnummer	Anzahl
<input type="checkbox"/> 78224357 BIOSAFE® MARATHON 10 SC DRYSHIPPER	
<input type="checkbox"/> 78223636 BIOSAFE® MARATHON 25 MD DRYSHIPPER	
<input type="checkbox"/> 78223756 Hybrid-Rack für BIOSAFE® MARATHON 25 MD DRYSHIPPER	
<input type="checkbox"/> 78224306 Bluetooth® PDF Logger für externen PT100-Fühler	

Weitere Behältergrößen auf Anfrage.

BIOSAFE® MARATHON 25 Umfangreiches Zubehör

<input checked="" type="checkbox"/> Artikelnummer	Anzahl
<input type="checkbox"/> 78224116 Rollenuntersatz 1	
<input type="checkbox"/> 78217502 Robuste, leichte Schutzverpackung 2	
<input type="checkbox"/> 78223695 Dichter, geschlossener Innenbehälter nach UN3373 für sensible Proben	
<input type="checkbox"/> 78217562 Blaue Schutzkappe 3	
<input type="checkbox"/> 78223718 Stopfen mit Konvektionssperre 4	



sales@cryotherm.de



+49 (0)2741 - 95 85 0

Cryotherm GmbH & Co. KG

Euteneuen 4, D-57548 Kirchen/Sieg

Tel.: 027 41 / 95 85-0

Fax: 027 41 / 69 00

E-mail: info@cryotherm.de

Version 2032



Ihr Ansprechpartner vor Ort:

