

Die STELLA[®]-Serie



Flüssiger
Stickstoff
„to go“

Die STELLA[®]-Serie ist eine robuste Baureihe vakuumsuper – isolierter Dewars für den Einsatz von flüssigem Stickstoff.

STELLA[®] – Stickstoff, wo Sie ihn brauchen!

Für den mobilen Stickstoffeinsatz



Ausstattung:

- mit flachem Boden
- standfest und kantengeschützt
- auch mit Blindflansch lieferbar

Ausführungen in unterschiedlichen Größen und Varianten:

- STELLA® – für offene Arbeiten im Labor
- STELLA® D – mit Deckel vor allem für Forschung und Industrie
- Sonderausführungen, z.B. mit gasdicht angeschweißtem Edelstahlflansch zum Anschluss an Kalthaltesysteme wie Detektoren

Technische Daten								
	STELLA®				STELLA® D			
		65/180	85/205	100/285	185/270	250/450	300/750	400/500
Volumen	[l]	0,6	1,16	2,23	7,25	22,1	53	62,8
Höhe außen	[mm]	203	231	312	300	570	870	620
Höhe innen	[mm]	180	206	285	270	450	750	500
Durchmesser außen	[mm]	87	107	122	200	305	355	455
Durchmesser innen	[mm]	65	85	100	185	250	300	400
Dicke des Deckels	[mm]	-	-	-	-	55	55	55
Gewicht leer	[kg]	0,52	0,86	1,23	2,12	12,5	25,3	30,0
Gewicht voll	[kg]	0,92	1,66	2,83	6,92	27,0	65,3	72,2
Betriebsüberdruck, max.	[bar]	0	0	0	0	0	0	0
Artikelnummer		0791308	0791309	79408223	0791311	0791081	0791085	0791087
Deckel		○	○	○	○	●	●	●
Handgriff, feststehend		-	-	-	-	●	●	●
Rollenuntersatz		-	-	-	-	-	○	○

● serienmäßig ○ optional - nicht verfügbar

Gern fertigen wir Ihre individuell ausgelegte Dewars mit exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmten Abmessungen.
Sprechen Sie uns einfach an.

Kontakt

Cryotherm GmbH & Co. KG
Euteneuen 4
D-57548 Kirchen
Fon: +49 (0) 2741 - 9585-0
Fax: +49 (0) 2741 - 6900
E-Mail: info@cryotherm.de
www.cryotherm.de

